



Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



1 Jill **Jill** 107.00

Duschhocker ohne Rückenlehne, mit seitlichen Griffen

- Gesamtbreite: 510 mm
- Tiefe: 420 mm
- Sitzhöhe: 350 mm - 530 mm
- Sitzbreite: 510 mm
- Gewicht: 2 kg
- Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss	8001549
Farbe blau	8001765



2 Lilly **Lilly** 132.00

Duschhocker mit Rückenlehne und seitlichen Griffen

- Gesamtbreite: 510 mm
- Tiefe: 470 mm
- Gesamthöhe: 770 mm - 870 mm
- Sitzhöhe: 360 mm - 460 mm
- Sitzbreite: 510 mm
- Gewicht: 3,0 kg
- Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss	8001550
Farbe blau	8001767



3 Melbourne **Melbourne** 153.00

Duschstuhl mit Rückenlehne und Hygieneausschnitt

- Gesamtbreite: 480 mm
- Tiefe: 560 mm
- Gesamthöhe: 720 mm - 820 mm
- Sitzhöhe: 340 mm - 440 mm
- Sitzbreite: 410 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss	8001734
Farbe blau	8001768

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



4 Jinny **Jinny** 83.00

Duschhocker rund ohne Rückenlehnen

- Gesamtbreite: 350 mm
- Tiefe: 350 mm
- Sitzdurchmesser: 320 mm
- Höhenverstellung: 330 mm - 510 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss	8001551
Farbe blau	8001766



5 Sidney **Sidney** 132.00

Duschhocker ohne Rückenlehne mit Hygieneausschnitt

- Gesamtbreite: 500 mm
- Tiefe: 520 mm
- Höhenverstellung: 340 mm - 440 mm
- Sitzbreite: 410 mm
- Gewicht: 2,0 kg
- Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss	8001735
Farbe blau	8001769



6 Grace **Grace** 165.00

Duschklappsitz

- Gesamtbreite: 480 mm
- Tiefe: 410 mm
- Gesamthöhe: 420 mm - 530 mm
- Sitzhöhe: 380 mm - 490 mm
- Sitzbreite: 480 mm
- Gewicht: 3,0 kg
- Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss	8001553

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



7	Kate	Kate	206.00
---	------	-------------	--------

Badebank mit Rückenlehne und seitlichem Griff

- Gesamtbreite: 830 mm
- Tiefe: 610 mm
- Gesamthöhe: 800 mm - 910 mm
- Sitzhöhe: 470 mm - 580 mm
- Sitzbreite: 690 mm
- Gewicht: 4.5 kg
- Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss	8001552



8	Ivy	Ivy	103.00
---	-----	------------	--------

Badewannengriff

- Gesamtbreite: 180 mm
- Tiefe: 230 mm
- Höhe 480 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- Öffnung: 60 mm - 115 mm
- Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss	8001749



9	Paris	Paris	268.00
---	-------	--------------	--------

Badewannenhilfe

- Gesamtbreite: 710 mm
- für Badewannen-Innenbreite: 560 mm - 660 mm
- Tiefe: 515 mm
- Höhe: 560 mm
- Rückenlehnenhöhe: 325 mm
- Sitzbreite: 410 mm
- Gewicht: 6.65 kg
- Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nummer	
Farbe blau	8001968

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



10	Vera	Vera	149.00
----	------	-------------	--------

Rutschbrett mit Drehteller

- Gesamtbreite: 728 mm
- Sitztiefe: 354 mm
- Höhe: 70 mm
- Durchmesser Drehteller: 321 mm
- Gewicht: 3.75 kg
- Nutzergewicht: 130 kg

Artikel-Nummer	
Farbe weiss -Teller blau	8002268



11	Pepi	Pepi	263.00
----	------	-------------	--------

Badewannenhilfe

- Gesamtbreite: 380 mm
- Sitztiefe: 200 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1100 mm
- Gesamtlänge der Sitzfläche: 630 mm
- Gewicht: 3.7 kg
- Nutzergewicht: 30 kg

Artikel-Nummer	
Farbe blau	8001780