

Produit: **CARPO 2 XD-SE - Scooter**

Pos.	Article	Description	Prix publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Carpo 2	Carpo 2 XD-SE - Scooter	5'200.00
---	---------	--------------------------------	----------

Le scooter à cadre suspendu CARPO 2 XD SE dans un design raccourci et avec des pneus cloutés pour une bonne capacité hors route. Standard avec LCD-display et batteries 90 Ah pour une portée maximale. Deux rétroviseurs, port USB, plateau et panier avec fermeture rapide complètent l'équipement. Le siège confort est réglable en profondeur et en hauteur. Avec réglage du dossier. L'appui-tête réglable en hauteur. Les accoudoirs sont réglables en hauteur, en largeur et en angle. LCD-affichage avec température, vitesse et odomètre. XD-pour une utilisation sur un terrain escarpé, avec boîte de vitesses et électronique renforcés, dans des conditions extrêmes ou de lourdes charges.

- Longueur: 1550 mm
- Largeur: 660 mm
- Hauteur: 1390 mm
- Profondeur du siège: 480 mm
- Largeur du siège: 480 mm
- Hauteur du siège: 490 - 565 mm
- Vitesse: 10 km/h
- Batteries: 2 x 12V - 80AH
- Puissance: 750 Watt
- Rayon d'action: env. 55 km
- Capacité d'évaluation: 15%
- Poids total: 144 kg
- Poids utilisateur: 150 kg
- Couleurs: rouge et argent








Spécification:

Numéro d'article	
Couleur rouge	Couleur argent
5138112	5143676

Pos.	Article	Description		Prix publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--	--------------------------------

CARPO 2 XD-SE - Scooter

Accessoires:

1	1908152	Coffre pour bagages		166.00
2	1917059	Fixation pour porte-bagages		110.00
3	1906227	Cadre support cannes		158.00
4	1913980	Cadre support rollator Pour modèle Vermeiren Quadri Light / Quava		150.00
5	1904796	Cadre support rollator Pour modèle Vermeiren 286 / Eco-Light II / Eco-Plus		126.00
6	1919008	MOVO - Protection scooter 4 saisons		1'250.00
7	1997571	Housse de protection gris		220.00