



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



A	Coraille	CORAILLE - Fauteuil de soins - coquille Equipement de base: • L'inclinaison de siège réglable 0° bis 40° • Hauteur du siège réglable • Ceinture 5 points • Repose-jambes réglable en inclinaison B10 • Plaque centrale C29 • Couleur du cadre argent • Roues arrière: 12 1/2 x 2 1/4, Roues directrices: 6 x 1 1/4 • Oreiller rembourré B12 • Tablette en bois avec fixation, pliable • Profondeur du siège: 46 cm • Largeurs de siège: 38, 40, 42, 44, 48 cm - Poids d'utilisateur: 120 kg	2'300.00
----------	----------	---	----------

Spécification:

Largeur de siège	Numéro d'article		
	Housse-Couleur orange	Housse-Couleur praline	Housse-Couleur prune
38	5144246	5144247	5144248
40	5144249	5144250	5144251
42	5144256	5144253	5144254
44	5144259	5144260	5144257
48	5144262	5144263	5144264

Accessoires:

1998692 B52 - Porte-sérum



143.00

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



B	Coraille	CORAILLE - Fauteuil de soins - coquille Equipement de base • L'inclinaison de siège réglable 0° bis 40° • Hauteur de siège réglable • Ceinture 5 points • Repose-jambes réglable en inclinaison • Plaques de pieds pliables en hauteur	2'300.00
	B06 C29	• Couleur du cadre argent • Roues arrière: 12 1/2 x 2 1/4, Roues directrices: 6 x 1 1/4 • Oreiller rembourré	
	B12	• Tablette en bois avec fixation, pliable • Profondeur du siège: 46 cm • Largeurs de siège: 38, 40, 42, 44, 48 cm - Poids d'utilisateur: 120 kg • Largeurs de siège XXL: 55, 60 cm - Poids d'utilisateur: 150 kg Prix supplémentaire dès largeur 55, 60 cm	520.00

Spécification:

Numéro d'article			
Largeur du siège	Housse-Couleur orange	Housse-Couleur praline	Housse-Couleur prune
38	5144765	5144770	5144775
40	5144766	5144771	5144776
42	5144767	5144772	5144777
44	5144768	5144773	5144778
48	5144769	5144774	5144779
XXL-55	5112839	5128472	5119540
XXL-60	5107230	5128473	5129367

Accessoires:

1998692 B52 - Porte-sérum



143.00