

Produkt: **EZ-1 - Multifunktionsrollstuhl**

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--






1	EZ-1	EZ-1 - Multifunktionsrollstuhl	3'785.00
---	------	---------------------------------------	----------

Grundausstattung:

- Sitzbreiten 390 - 570 mm
- Sitztiefen 430 - 520 mm
- Sitzschlitten für den optimalen Transfer
- Sitzhöhen 490 - 620 mm
- Sitzneigung -5° bis +15° mit Gasfeder verstellbar
- Sitzkissen ergonomisch und druckentlastend geformt
- Rückenneigung bis 50° mit Gasfeder verstellbar
- L07 • Rückenhöhen 600 mm
- Rückenpolster ergonomisch und druckentlastend geformt
- Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar, abnehmbar
- BZ7 • Beinstützen
 - tiefenverstellbar
 - mit Längenausgleich winkelverstellbar bis 113°
 - nach außen abklappbar
 - Fußplatten winkelverstellbar (Spitzfußverstellung)
 - Wadenauflage mit Gel-Polster
- Ankipphilfe
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Beckengurt
- B74 • Trommelbremse
- B80 • Steckachse
- L58 • Kopfstütze individuell einstellbar
- Bereifung pannensicher 22"/8" (Serienausstattung)
- Belastbarkeit: 150 kg

Spezifikation:

Artikel-Nummer	
Sitzbreite	Farbe silber C29
39	5121194
42	5109262
45	5106674
48	5120257
51	5106044
54	5108075
57	5105545

Pos.	Artikel	Bezeichnung		empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
EZ-1 - Multifunktionsrollstuhl				
Zubehör:				
1	L04	Seitenpelotten komplett (Paar)		189.00
2	B12	Therapietisch komplett, seitlich abklappbar - Holz schwarz - Sitzbreite 39 / 42 / 45 / 48 / 51 / 54 / 57 cm		263.00
3	B52	Infusionsständer		110.00