



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	9062TII	9062TII - Chaise percée fixe	200.00
---	---------	-------------------------------------	--------

- Equipement de base:
- Siège de toilette rembourré
 - Couverture rembourrée
 - Accoudoir rembourré
 - Dossier rembourré
 - Seau avec couvercle
 - Largeur totale: 620 mm
 - Longueur totale: 650 mm
 - Hauteur totale: 835 mm
 - Hauteur d'accoudoirs: 215 mm
 - Hauteur du dossier: 400 mm
 - Hauteur du siège: 475 mm
 - Profondeur du siège: 450 mm
 - Largeur du siège: 430 mm
 - Poids: 8,35 kg
 - Poids utilisateur: 120 kg

Spécification:

Couleurs	Numéro d'article
Cadre gris-carbon Rembourrage bleu	7001179
Cadre gris-carbon Rembourrage noir	7001178

Accessoires:

1996073	Seau en plastique avec couvercle	24.00
---------	----------------------------------	-------