






Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA						
1	Jill	 <p>Jill Tabouret de douche avec poignées latérales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale: 510 mm • Profondeur: 420 mm • Hauteur du siège: 350 mm - 530 mm • Largeur du siège: 510 mm • Poids: 2 kg • Poids utilisateur: 150 kg <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Numéro d'article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Couleur blanc</td> <td>8001549</td> </tr> <tr> <td>Couleur bleu</td> <td>8001765</td> </tr> </tbody> </table>	Numéro d'article		Couleur blanc	8001549	Couleur bleu	8001765	107.00
Numéro d'article									
Couleur blanc	8001549								
Couleur bleu	8001765								
2	Lilly	 <p>Lilly Chaise de douche avec dossier et des poignées latérales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale: 510 mm • Profondeur: 470 mm • Hauteur totale: 770 mm - 870 mm • Hauteur du siège: 360 mm - 460 mm • Largeur du siège: 510 mm • Poids: 2,0 kg • Poids utilisateur: 150 kg <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Numéro d'article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Couleur blanc</td> <td>8001550</td> </tr> <tr> <td>Couleur bleu</td> <td>8001767</td> </tr> </tbody> </table>	Numéro d'article		Couleur blanc	8001550	Couleur bleu	8001767	132.00
Numéro d'article									
Couleur blanc	8001550								
Couleur bleu	8001767								
3	Melbourne	 <p>Melbourne Chaise de douche avec dossier et découpe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale: 480 mm • Profondeur: 560 mm • Hauteur totale: 720 mm - 820 mm • Hauteur du siège: 340 mm - 440 mm • Largeur du siège: 410 mm • Poids: 2,8 kg • Poids utilisateur: 150 kg <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Numéro d'article</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Couleur blanc</td> <td>8001734</td> </tr> <tr> <td>Couleur bleu</td> <td>8001768</td> </tr> </tbody> </table>	Numéro d'article		Couleur blanc	8001734	Couleur bleu	8001768	153.00
Numéro d'article									
Couleur blanc	8001734								
Couleur bleu	8001768								

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



4	Jinny	Jinny	83.00
---	-------	--------------	-------

Tabouret de douche rond, sans dossier

- Largeur totale: 350 mm
- Profondeur: 350 mm
- Diamètre du siège: 320 mm
- Réglable en hauteur: 330 mm - 510 mm
- Poids: 1,5 kg
- Poids utilisateur: 150 kg

Numéro d'article	
Couleur blanc	8001551
Couleur bleu	8001766



5	Sidney	Sidney	132.00
---	--------	---------------	--------

Tabouret de douche sans dossier avec découpe

- Largeur totale: 500 mm
- Profondeur: 520 mm
- Réglable en hauteur: 340 mm - 440 mm
- Largeur du siège: 410 mm
- Poids: 2,0 kg
- Poids utilisateur: 150 kg

Numéro d'article	
Couleur blanc	8001735
Couleur bleu	8001769



6	Grace	Grace	165.00
---	-------	--------------	--------

Siège de douche rabattable

- Hauteur du siège: 480 mm
- Profondeur: 410 mm
- Hauteur totale: 420 mm - 530 mm
- Hauteur du siège: 380 mm - 490 mm
- Largeur du siège: 480 mm
- Poids: 3,0 kg
- Poids utilisateur: 130 kg

Numéro d'article	
Couleur blanc	8001553

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--------------------------------



8 Kate **Kate** 206.00

Banc de transfert avec dossier et poignée latérale

- Largeur totale: 830 mm
- Profondeur: 610 mm
- Hauteur totale: 800 mm - 910 mm
- Hauteur d'assise: 470 mm - 580 mm
- Largeur d'assise: 690 mm
- Poids: 4.5 kg
- Poids utilisateur: 150 kg

Numéro d'article	
Couleur blanc	8001552



9 Ivy **Ivy** 103.00

Poignée de baignoire

- Largeur totale: 180 mm
- Profondeur: 230 mm
- Hauteur: 480 mm
- Poids: 1,6 kg
- Ouverture de 60 mm - 115 mm
- Poids utilisateur: 130 kg

Numéro d'article	
Couleur blanc	8001749



10 Paris **Paris** 268.00

Chaise de bain

- Largeur totale: 710 mm
- Pour la largeur intérieure de la baignoire: 560 mm - 660 mm
- Profondeur: 515 mm
- Hauteur: 560 mm
- Hauteur du dossier: 325 mm
- Largeur d'assise: 410 mm
- Poids: 6.65 kg
- Poids utilisateur: 130 kg

Numéro d'article	
Couleur bleu	8001968

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--------------------------------



11	Vera	Vera	149.00
----	------	-------------	--------

Planche de transfert avec plateau rotatif

- Largeur totale: 728 mm
- Profondeur d'assise: 354 mm
- Hauteur: 70 mm
- Diamètre du plateau rotatif: 321 mm
- Poids: 3.75 kg
- Poids utilisateur: 130 kg

Numéro d'article	
Couleur blanc - plat. bleu	8002268



12	Pepi	Pepi	263.00
----	------	-------------	--------

Transat de bain

- Largeur totale: 380 mm
- Profondeur du siège: 200 mm
- Longueur totale: 1100 mm
- Longueur d'assise: 630 mm
- Poids: 3.7 kg
- Poids utilisateur: 30 kg

Numéro d'article	
Couleur bleu	8001780