



Pos.	Article	Description	Prix publ. / Pièce sans TVA

1	8001621	EAGLE 625 - Lève-personne	2'020.00
---	---------	----------------------------------	----------

Vermeiren souligne la fonctionnalité, la sécurité et la fiabilité pour ses lève-personnes. Le Eagle 625 a un système de pliage simple pour la montage/démontage rapide sans outils à l'aide de vis à ailettes. Les roues légères de haute qualité avec un petit diamètre de 10 cm permettent une utilisation facile dans presque n'importe quel environnement. Le cadre bas permet de conduire sous les lits de soins les plus utilisés.

Equipement de base:

- Stabilité latérale parfaite grâce au support de cadre réglable
- Abaissement manuel d'urgence
- Système de pliage simple
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Commande manuelle
- Garde au sol: 11 cm
- Décharge d'urgence électrique
- Largeur totale 680 - 1225 mm
- Hauteur de 650 - 1730 mm
- Poids 42 kg
- Capacité: 175 kg
- Différents systèmes de ceinture

Ceintures de votre choix - prix et spécifications page 2

EAGLE 625 - Lève-personne

Accessoires:

Ceinture - Standard




Ceinture - Confort



Ceinture - Hygiénique



Les différentes taille sont représentées par les couleurs du zoom



- Moyen (M) Jaune
- Grand (L) Bleu
- Très grand (XL) Noir

Spécification			Numéro d'article / Prix (sans TVA)			
Version	Taille	Poids du patient	Polyester		Filet	
Standard	M	40 - 90 kg	1903824	190.00	1905475	250.00
	L	70 - 120 kg	1903823		1905476	
	XL	100 - 200 kg	1905478		1905477	
Confort (avec appuie-tête)	M	40 - 90 kg	1905359	260.00	1905479	350.00
	L	70 - 120 kg	1905251		1905480	
	XL	100 - 200 kg	1905360		1905481	
Hygiénique (avec découpe de toilettes)	M	40 - 90 kg	1905357	190.00	1905482	240.00
	L	70 - 120 kg	1905250		1905483	
	XL	100 - 200 kg	1905358		1905484	

S T A N D A R D

Disponible en
M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450

C O N F O R T

Disponible en
M - L - XL

	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400

H Y G I E N I Q U E

Disponible en
M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500