

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	9063TII	9063TII - Chaise percée (hauteur d'assise réglabl.)	285.00
---	---------	--	--------

Equipement de base:

- Siège de toilette rembourré
- Couverture rembourrée
- Accoudoir rembourré
- Dossier rembourré
- Seau avec couvercle
- Largeur totale: 620 mm
- Longueur totale: 650 mm
- Hauteur totale: 755 - 885 mm
- Hauteur d'accoudoirs: 215 mm
- Hauteur du dossier: 400 mm
- Hauteur du siège: 470 - 560 mm réglable
- Profondeur du siège: 450 mm
- Largeur du siège: 430 mm
- Poids: 9,0 kg
- Poids utilisateur: 120 kg

Spécification:

Couleurs	Numéro d'article
Cadre gris-carbon Rembourrage bleu	7000639
Cadre gris-carbon Rembourrage noir	7000640

Accessoires:

1996073	Seau en plastique avec couvercle	24.00
---------	----------------------------------	-------