

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



Alois

**ALOIS - Lit à faible hauteur**

Le lit de soins Alois peut être abaissé à 20 cm du sol et facilite ainsi les soins. Son système de cisaillement du lit rend ce lit très stable. Il est conçu pour les soins à la maison et permet un confort maximal en hauteur minimale.

Equipement de base:

- Fonctionnement manuel avec des boutons soft-touch pour la hauteur, tête et genou
- La partie de pied peut également être ajusté manuellement
- Roues individuellement freinables
- Rails latéraux en bois continus ou avec simple rails latéraux en métal escamotable disponibles
- Avec potence et trapèze
- Couleur du cadre beige
- Largeur: 107 cm
- Longueur: 207 cm
- Hauteur minimale: 20 cm
- Hauteur maximale: 72 cm
- Inclinaison relève-buste jusqu' à 65° en maximum
- Inclinaison relève jambes jusqu' à 30° en maximum
- Poids utilisateur: 140 kg

**Spécification**

	Taille / Version	Numéro d'article	
1	Lit ALOIS 90 x 200 cm	8001306	3'400.00
1.1	Lit ALOIS 90 x 200 cm avec frein central	8002619	3'700.00

**Accessoires:**

1767637	Extension de lit en métal 20 cm	84.00
2990327	Rails latéraux en bois - 1 panel longueur 220 cm	81.00