

Produit: **SEDNA Premium - Scooter**

Pos.	Article	Description	Prix publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Sedna	<b>SEDNA Premium - Scooter</b> Le Sedna Premium est équipé d'accoudoirs escamotables, pliables et amovibles et d'un siège pivotant. C'est le scooter de voyage idéal. Pratique pour les courtes distances, pliable en peu de temps et super facile à emporter comme bagage pour le bateau, le train ou l'avion (y compris les batteries). Le scooter est très manoeuvrable et convient donc également à une utilisation dans des pièces de petite taille.	4'070.00
---	-------	--	----------

Le Sedna Premium est équipé d'accoudoirs escamotables, pliables et amovibles et d'un siège pivotant. C'est le scooter de voyage idéal. Pratique pour les courtes distances, pliable en peu de temps et super facile à emporter comme bagage pour le bateau, le train ou l'avion (y compris les batteries). Le scooter est très manoeuvrable et convient donc également à une utilisation dans des pièces de petite taille.

- Largeur: 530 mm
- Hauteur: 870 mm
- Longueur: 960 mm
- Hauteur d'assise: 540 mm
- Giration: 820 mm
- Batteries: 24V - 10,5 Ah
- Moteur: 270 W
- Portée: ca. 14 km
- Vitesse: 6 km/h
- Poids: 31,6 kg
- Poids utilisateur: 115 kg

**Spécification:**

Couleur	Numéro d'article
rouge	5146246