









Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
			
	Pluo	<p>PLUO Duschstuhl</p> <p>Pluo ist ein komfortabler, hygienischer und moderner Duschstuhl. Sitz und Rückenlehne sind bequem und bestehen aus leicht zu reinigendem Kunststoff. Durch die spezifische Sitzhöhe kann der Stuhl über die meisten Standardtoiletten gefahren werden.</p> <p>Grundaustattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite 570 mm (668 mm mit 24" Räder) • Länge 720 mm (910 mm mit 24" Räder) • Sitzbreite 480 mm • Gesamthöhe 1035 mm • Sitzhöhe 515 mm (515 - 605 mm) • Sitztiefe 450 mm • Gewicht: 9,7 kg (14 kg mit 24" Räder) • Belastbarkeit 150 kg • Farben weiss / Kunststoff blau <p>Spezifikation:</p>	
A	5143714	<p>PLUO Duschstuhl 4B</p> <ul style="list-style-type: none"> - Räder 5" - fixe Höhe - 4 Räder gebremst - inkl. Eimer mit Deckel 	610.00
B	4017195	<p>PLUO Duschstuhl HV-4B</p> <ul style="list-style-type: none"> - Räder 5" - höhenverstellbar - 4 Räder gebremst - inkl. Eimer mit Deckel 	700.00
C	4018270	<p>PLUO24 Duschstuhl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Räder 24" - inkl. Eimer mit Deckel 	1'400.00

Pos.	Artikel	Bezeichnung		empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
PLUO - Duschstuhl				
Zubehör:				
001	1916210	Kopfstütze		115.00
002	3994015	PU-Rücken		80.00
003	3994016	PU-Sitz		130.00
004	3994001 3994020	GEL-Sitz - links - rechts		210.00 (105.00) (105.00)
005	1915990	Eimer mit Deckel		55.00
006	1916212	Sicherheitsgurt		65.00
007	1916211	Sicherungsbügel		75.00
008	1916209	PU Seitenpolster (pro Stück)		85.00