



Code de tarif	Article	Description	Prix publ. / Pièce sans TVA
---------------	---------	-------------	-----------------------------



50.137.001	Inovys Evo	INOVYS II EVO - Fauteuil multifonctions	3'200.00
------------	------------	--	----------

Equipement de base:

- Largeur d'assise 400 / 450 / 500 mm
- Profondeurs de siège 460 - 520 mm
- Hauteurs de siège 460 - 530 mm
- Inclinaison du siège réglable: -21° avec ressort à gaz

L35

- Siège de gel formé, revêtement noir

L34

- Dossier en gel formé, revêtement noir
- Hauteurs de dossier 550 - 585 mm
- Inclinaison du dossier réglable - 54° avec ressort à gaz
- Coussin de dossier réglable en hauteur et profondeur
- Contour du dos ajustable

50.508.000

B05

- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur, amovibles

50.505.000

BZ8C

- Repose jambe
 - réglables en largeur et profondeur
 - avec compensation de longueur, angle réglable - 90°
 - repliables vers l'intérieur et l'extérieur, réglables en longueur
 - Plaques de pieds réglables en angle (réglage du pied pointu)
 - Plaque de veau avec coussin de gel

50.506.000

B77

- Aide au basculement

50.511.000

AP5

- Roues avant Krypton 200 x 30 mm noir

50.503.000

B74

- Freins à tambour

50.511.000

B80

- Roues de traction 24 Zoll, pneus increvables noirs

L58C

- Essieu flottant
- Appuie-tête réglable individuellement

Spécification:

Numéro d'article	
Largeur du siège	Couleur Cuivre C89
40	4049383
45	4049384
50	4049386

INOVYS II EVO - Fauteuil multifonctions**Accessoires:**

S = Standard O = Option sans supplément de prix □ = Option avec supplément de prix				
70.136.000 S	L34	Dossier en gel formé revêtement noir		
70.142.000 S	L35	Siège en gel formé revêtement noir		
50.508.000 S	B05	Accoudoirs réglables en hauteur, profondeur, amovibles Coussin d'accoudoir SOFT 90 x 460 mm		
□	T30	Version T30 - roues arrière 16" avec frein à tambour		100.00
70.135.000 □	LO4	Pelotes latérales complètes gauche		105.00
70.135.000 □	LO4	Pelotes latérales complètes droite		105.00
70.154.000 □	BK7	Repose jambe AMP gauche incl. kit de montage - petit (Larg. du siège 40) - grand (Larg. 45 et 50)		240.00
70.154.000 □	BL7	Repose jambe AMP droit incl. kit de montage - petit (Larg. du siège 40) - grand (Larg. 45 et 50)		240.00
50.505.000 S	BZ8	Repose jambe gauche - avec angle de compensation de la longueur réglable - 90°		
50.505.000 S	BZ8	Repose jambe droit - avec angle de compensation de la longueur réglable - 90°		
50.505.000 □	BZ10	Repose-pieds monobloc incl. kit de montage		604.00
70.121.000 S	L58C	Appuie-tête - réglable individuellement		
70.161.000 S	B12A	Tablette complète - Largeurs de siège 40 / 45 / 50 cm		
70.161.000 □	B15A	Tablette complète - Largeurs des assises réglable de 40 à 50 cm		280.00
70.112.000 □	B20	Ceinture de sécurité ZW		42.00
70.134.000 □	B22	Selle d'abduction		132.00
□	B52	Porte-serum		143.00
50.506.000 S	B77	Aide au basculement		
50.502.000 □	B78	Anti-basculer (paire)		126.00

Tous les prix sont des prix de détail recommandés en CHF et n'incluent pas la TVA.
Les prix peuvent varier pour les commandes de pièces de rechange.
Nos conditions générales s'appliquent. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.