

Produit: **D200-V - Fauteuil roulant léger**

Pos.	Article	Description	Prix publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	D200-V	<p>Fauteuil roulant léger D200-V</p> <p>Equipement de base:</p> <p>B05 Accoudoirs réglables en hauteur courts</p> <p>B06IN Repose-pieds standard</p> <p>Repose-pieds à angle réglable</p> <p>AP6 Roues avant Krypton 200 x 50 mm</p> <p>Roues de conduite 24 pouces, pneus anti-crevaisons gris</p> <p>B18 Bandes de talon (paire)</p> <p>B74 Frein à tambour</p> <p>B78 Anti-bascule (paire) avec aide au basculement</p> <p>B80 Essieu flottant</p> <p>Poignées de poussée réglables en hauteur</p> <p>Dossier rembourré réglable</p> <p>Coussin dorsal réglable en hauteur</p> <p>Toile de siège réglable en profondeur</p> <p>Coussin de siège Epaisseur 2 cm</p> <p>Hauteur du siège: 470 / 500 / 530 mm</p> <p>Profondeur du siège: 395-450 mm</p> <p>Poids utilisateur: 130 kg</p>	1'160.00
---	--------	--	----------

Spécification:

Numéro d'article	
Largeur du siège	bleu C80.5
38	5143154
40	5143155
42	5143156
44	5142938
46	5143157
48	5143158
50	5143159
52	5143160

Pos.	Article	Description	Prix publ. / Pièce sans TVA	
------	---------	-------------	-----------------------------	--

D200-V - Fauteuil roulant léger

Accessoires:

S = Standard O = Option sans supplément de prix □ = Option avec supplément de prix				
S	B05	Accoudoirs réglables en hauteur courts Coussin d'accoudoir PU 50 x 330 mm		
S	B06	Repose-pieds standard (paire)		
□	B12	Tablette en bois avec fixation rabattable		184.00
□	B15	Tablette en plexi avec fixation rabattable		236.00
□	B20	Ceinture de sécurité ZW		42.00
□	B22	Selle d'abduction		116.00
□	B31	Porte-canne		42.00
□	B33	Housse GEL pour mains courantes 24" (1 pièce)		62.00
□	B40	Prolongement pour frein (paire)		119.00
□	B47	L'appui-tête avec support de montage/ ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la barre de poussée B90		294.00
□	B52	Porte sérum (montage sur la poignée de poussée)		135.00
S	B78	Anti-basculé (paire)		
□	B85	Protège-rayons		119.00
□	B90	Barre de stabilisation - Kit complet en même temps support pour l'appui-tête		119.00
□	BK6	Palette pied continue		312.00
□	BK7	Repose-jambes amputé gauche		210.00
□	BL7	Repose-jambes amputé droite		210.00
□	BZ8	Repose-jambes réglable en hauteur - gauche		218.00
□	BZ8	Repose-jambes réglable en hauteur - droite		218.00



Pos.	Article	Description	Prix publ. / Pièce sans TVA	
------	---------	-------------	-----------------------------	--

D200-V - Fauteuil roulant léger



Accessoires:

S = Standard O = Option sans supplément de prix □ = Option avec supplément de prix				
S		Poignées de poussée réglables en hauteur		
□		Poignées de poussée fixes		60.00
□	L14	Dos anatomique SKAI noir Largeur du siège: 39 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 53 / 56 / 60 cm		242.00
□	L15	Siège anatomique SKAI noir Largeur du siège: 39 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 53 / 56 / 60 cm		242.00
□	L14	Dos anatomique SOFT, Housse gris Largeur du siège: 39 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 53 / 56 / 60 cm		242.00
□	L15	Siège anatomique SOFT, Housse gris Largeur du siège: 39 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 53 / 56 / 60 cm		242.00
□	L15	Siège anatomique VISCO, Housse gris Largeur du siège: 39 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 53 / 56 / 60 cm		362.00
□	L34	Dos de gel en forme, Housse gris Largeur du siège: 39 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 cm		273.00
□	L35	Siège de gel en forme, Housse gris Largeur du siège: 39 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 cm		273.00

Sangles de maintiens Neo-Flex

□	U73	Ceinture-Torse avec fermeture éclair		210.00
□	U77	Ceinture-Articulation du pied (paire)		190.00
Vous trouverez d'autres variantes sur notre site web:			Sangles de maintiens Neo-Flex	

Coussins gel

□	V28	Plaque repose pied 150 x 200 mm (paire)		235.00
□	V38	Manchette d'accoudoir 90 x 300 mm (paire)		235.00
Vous trouverez d'autres variantes sur notre site web:			Coussins gel	

Tous les prix sont des prix de détail recommandés en CHF et n'incluent pas la TVA.
Les prix peuvent varier pour les commandes de pièces de rechange.
Nos conditions générales s'appliquent. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.