



Produkt: **MERCURIUS 4D - Scooter**

Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



1	Mercurius	<b>Mercurius 4D - Scooter</b>	5'200.00
---	-----------	-------------------------------	----------

Ein stilvoller und voll funktionstüchtiger 4-Rad-Scooter, der die Leute dazu bringt, beim Vorbeifahren den Kopf zu drehen.

Sportliche Felgen, moderner Einkaufskorb, zwei Rückspiegel, voll verstellbarer und drehbarer Sitz mit einer bequemen Kopfstütze und verstellbaren Armlehnen.

LED-Leuchten hinten und vorne sowie Blinker sorgen für maximale Sicherheit in den dunkleren Momenten des Tages.

Zusätzlich ausgestattet mit zwei 2 USB-Anschlüssen, die ihre Geräte im Handumdrehen aufladen.

- Länge: 1430 mm
- Breite: 680 mm
- Höhe: 1355 mm
- Sitztiefe: 490 mm
- Sitzbreite: 460 mm
- Sitzhöhe: 470 - 495 mm
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Batterien: 2 x 12V - 80AH
- Motorleistung: 1000 Watt
- Reichweite: ca. 40 km
- Steigfähigkeit: 14%
- Gesamtgewicht: 117 kg
- Belastbarkeit: 150 kg
- Farben: champagner








**Spezifikation:**

Artikel-Nummer	
Farbe champagner	5145125

Pos.	Artikel	Bezeichnung		empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--	--

**MERCURIUS 4D - Scooter**

**Zubehör:**

1	1908152	Transportbox		166.00
2	1917059	Befestigung für Gepäckablage		110.00
3	1906227	Gehstockhalter		158.00
4	1913980	Rollatorhalter Für Modell Vermeiren Quadri Light / Quava		150.00
5	1904796	Rollatorhalter Für Modell Vermeiren 286 / Eco-Light II / Eco-Plus		126.00
6	1919008	MOVO Wetterdach		1'250.00
7	1997571	Abdeckhaube grau		220.00