

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	QUADRI-LIGHT	QUADRI-LIGHT- ROLLATOR	330.00
---	--------------	-------------------------------	--------

Le Quadri-Light-Rollator n'est pas seulement léger - il peut également être plié très petit sans aucun problème.

Equipement de base:

- Poignées de poussée réglables de 805 mm - 930 mm
- Largeur totale: 650 mm
- Largeur plié: 290 mm
- Longueur totale: 700 mm
- Longueur plié: 400 mm
- Largeur du siège: 450 mm
- Hauteur du siège: 610 mm
- Profondeur du siège: 200 mm
- Filet d'achat
- Porte-cannes
- Freins multifonctions avec frein de stationnement
- Roues avant: 200 mm x 40 mm
- Roues arrière: 178 mm x 40 mm
- Poids: 7.25 kg
- Poids utilisateur: 130 kg

Spécification:

Couleur du cadre	Numéro d'article
gris argent	8002320
rouge	8002781

Accessoires:

1	1909902	Sac de transport	67.00
---	---------	------------------	-------

