

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pi�ce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Alesia	ALESIA - Fauteuil g�ratrique	2'370.00
---	--------	-------------------------------------	----------








Fauteuil de soins avec dossier r glable hydrauliquement et inclinaison de l'assise, ainsi que des repose-jambes r glables manuellement. Le repose-pied en monobloc est escamotable. Les accoudoirs r glables en hauteur peuvent  tre abaiss s compl tement pour un transfert lat ral. Le rembourrage en mousse du si ge et du dossier favorise une assise sans fatigue.

Equipement de base:

- Inclinaison du dossier r glable jusqu'  30 
- Inclinaison de l'assise r glable jusqu'  12 
- Repose-jambes r glable en angle
- 4 roulettes dont deux freinables
- Frein de parking central
- Roue directionnelle pour une ligne droite
- Barre de pouss e pour l' accompagnateur
- Appuie-t te avec oreiller cervical
- Largeur totale: 700 mm
- Largeur du si ge: 540 mm
- Hauteur du si ge: 530 mm
- Profondeur du si ge: 480 mm
- Hauteur du dossier: 800 mm
- Poids total: ab 33 kg
- Poids utilisateur: 140 kg
- Couleur du cadre: blanc C64

Sp cification:

Couleur	Num�ro d'article
C32 - jaune ma�s	5103324
C33 - bleu lavande	5103325
C37 - bleu fonc�	5103326
BR - brun	7500197
GS - gris	7500198
ZW - noir	7500198

Pos.	Article	Description		Prix Publ. / Pièce sans TVA
ALESIA - Fauteuil g�eratrique				
Accessoires				
1		AL04 - Pelote lat�rale (paire)		210.00
2	1903787	AL52 - Porte s�rum		116.00
3	1903788	AL83 - Porte bouteille		110.00
4	1903790	AL84 - Porte document		63.00
5	1903791	AL85 - Porte uriflac		63.00
6	1907115	B12 - Tablette universel		184.00
7	1903789	AL12 - Tablette plastique		179.00