



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
1	8002876	<p>TWIN-LIGHT II - Rollator léger</p> <p>Equipement de base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale: 570 mm • Profondeur siège: 200 mm • Largeur siège: 390 mm • Hauteur siège: 540 mm • poignées réglables en hauteur: 760 mm - 950 mm • Espacement entre les poignées: 400 mm • Longueur totale: 570 mm • Longueur pliée: 180 mm • siège rabattable • facile à plier • Poids totale: 3,0 kg • Poids max. de l'utilisateur: 130 kg • Diamètre des roues: 113 mm • Couleur: karbongrau 	100.00

