



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	8003235	Falcon - Lève-personne	1'375.00
---	---------	-------------------------------	----------

Un mélange parfait de sécurité et de technologie. Falcon permet un transfert simple et confortable du patient. Les 2 freins assurent le blocage des roulettes, ce qui garantit une sécurité optimale pendant le transfert. Grâce à sa conception bien pensée, la manœuvre du Falcon devient une opération simple pour le patient et l'accompagnateur.

Équipement de base :

- Stabilité latérale parfaite grâce aux branches du cadre réglables
- Passage de la position la plus basse à la position la plus haute en 48 secondes
- Abaissement manuel d'urgence
- Démontable pour faciliter le transport et le stockage
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Commande avec indicateur d'état de la batterie
- Position la plus basse de la flèche: 509 mm
- Position la plus haute de la flèche: 1609 mm
- Plage de levage: 1100 mm
- Longueur totale: 1158 mm
- Largeur totale (fermé): 565 mm
- Largeur totale (ouverte): 1236 mm
- Garde au sol: 11,5 cm
- Poids propre: 35 kg
- Capacité de charge: 130 kg
- Couleur du châssis blanc
- Différents systèmes de ceinture

Ceintures de votre choix - prix et spécifications page 2

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------

FALCON - Lève-personne

Accessoires:

Ceinture - Standard




Ceinture - Confort



Ceinture - Hygiénique




Les différentes taille sont représentées par les couleurs du zoom




- Moyen (M) Jaune
- Grand (L) Bleu
- Très grand (XL) Noir

Spécification			Numéro d'article / Prix (sans TVA)			
Version	Taille	Poids du patient	Polyester		Filet	
Standard	M	40 - 90 kg	1903824	190.00	1905475	250.00
	L	70 - 120 kg	1903823		1905476	
	XL	100 - 200 kg	1905478		1905477	
Confort (avec appuie-tête)	M	40 - 90 kg	1905359	260.00	1905479	350.00
	L	70 - 120 kg	1905251		1905480	
	XL	100 - 200 kg	1905360		1905481	
Hygiénique (avec découpe de toilettes)	M	40 - 90 kg	1905357	190.00	1905482	240.00
	L	70 - 120 kg	1905250		1905483	
	XL	100 - 200 kg	1905358		1905484	

S T A N D A R D				
Disponible en M - L - XL				
	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



C O N F O R T					
Disponible en M - L - XL					
	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400



H Y G I E N I Q U E				
Disponible en M - L - XL				
	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500

