



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Ceres-SE	Ceres SE - Scooter	3'800.00
---	----------	---------------------------	----------

Scooter-extérieur dans un nouveau design avec un siège ergonomique et une appuie-tête réglable en hauteur. Le CERES SE est équipé en standard avec un réglage de l'inclinaison arrière, réglage de la profondeur d'assise, accoudoirs réglables latéralement, aussi réglables en hauteur et pliables. Il dispose d'une colonne de direction à angle réglable en continu avec un guidon-P, deux rétroviseurs et un panier avec fermeture rapide. Aussi avec l'éclairage LED et indicateurs de direction LED. La suspension centrale de l'essieu arrière et les suspensions bilatérales des roues offrent un confort de conduite spécial pour une utilisation en extérieur.

- Longueur: 1300 mm
- Largeur: 620 mm
- Hauteur: 1280 mm
- Profondeur du siège: 450 mm
- Largeur du siège: 430 mm
- Hauteur du siège: 450 mm - 500 mm
- Vitesse: 10 km/h
- Batteries: 2 x 12V - 50AH
- Puissance: 450 Watt
- Rayon d'action: environ 48 km
- Capacité d'évaluation: 10%
- Poids: 106 kg
- Poids d'utilisateur: 140 kg
- Couleurs: rouge et argent

Spécification:

Numéro d'article	
Couleur argent	Couleur rouge
5135152	5135154

Pos.	Article	Description		Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--	--------------------------------

**Ceres SE - Scooter
Accessoires**

1	1908152	Coffre pour bagages		166.00
2	1917059	Fixation pour porte-bagages		110.00
3	1906227	Cadre support cannes		158.00
4	1913980	Cadre support rollator Pour modèle Vermeiren Quadri Light / Quava		150.00
5	1904796	Cadre support rollator Pour modèle Vermeiren 286 / Eco-Light II / Eco-Plus		126.00
6	1919008	MOVO - Protection scooter 4 saisons		1'250.00
7	1997570	Housse de protection gris		179.00