

Produit: **BOBBY - Fauteuil de transfert**

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Bobby	<b>Fauteuil de transfert</b>	485.00
---	-------	------------------------------	--------

- Equipement de base:
- Dossier pliable vers l'arrière
  - Assise et dossier rembourrés
  - Freins de stationnement pour l'accompagnateur
  - Freins de stationnement pour le patient
  - Largeurs de siège: 42 cm ou 48 cm
  - Hauteur de siège: 50 cm
  - Profondeur de siège: 42 cm
  - Accoudoirs rembourrés
  - Repose-jambes repliable vers l'intérieur et l'extérieur
  - Plaques de pied avec sangles de talon
  - Repose-pieds réglables en angle (réglage du pied pointu)
  - Ceinture de sécurité
  - Poche en arrière
  - Roues bandage 12"/6"
  - Poids dès 9.4 kg
  - Poids utilisateur: 115 kg

**Spécification:**

Numéro d'article	
Largeur du siège	Couleur bleu C80
42	5133179
48	5133180