



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	ECO-Plus	<b>ECO-Plus Rollator léger</b>	350.00
---	----------	--------------------------------	--------

Equipement de base:

- Poignées de poussée réglables
- Siège réglable en hauteur de: 555 mm - 625 mm
- Largeur totale: 610 mm
- Longueur totale: 680 mm - 795 mm
- Hauteur totale: 845 mm - 1020 mm
- Largeur du siège: 360 mm
- Profondeur du siège: 360 mm
- Sac en tissu
- Porte-cannes
- Freins multifonctions avec frein de stationnement
- Roues: Ø 200 mm x 35 mm
- Poids total: 7,2 kg
- Poids utilisateur: 136 kg

**Spécification:**

Couleur du cadre	Numéro d'article
gris	8002688
bleu	8002689