



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Albatros	<p><b>ALBATROS - Verticalisateur</b></p> <p>Le Vermeiren Albatros est conçu pour offrir au patient un confort pendant le transfert, mais aussi pour faciliter le travail des infirmières. L'Albatros est destiné aux personnes à une mobilité réduite.</p>	2'250.00
---	----------	--	----------

**Equipement de base:**

- Complètement repliable pour le transport
- Bouton Non-Stopp
- Chargeur de batterie intégré
- Roulettes avec frein
- Abaissement électrique d'urgence
- Largeur totale: 580 - 940 mm
- Hauteur de: 1040 - 1730 mm
- Poids: 44,8 kg
- Capacité de levage: 150 kg
- 2 tailles de ceinture différentes sélectionnables

**Spécification:**

Couleur du cadre	Numéro d'article
C29 - gris	8001829

**Sangles:**



S A N G L E S	
disponible en M - XL	
M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg

1906029	Sangle "M"	258.00
1906030	Sangle "XL"	258.00