



TURIOS



Client:

Commission:

Numéro d'art.:


Remarques:

Numéro de tarif: 90.411.000


Tous les prix s'entendent hors TVA	Prix	(Prix Public)
S = Standard O = Option sans suppl. de prix □ = Option av. suppl. de prix	CHF 3'930.00	

SPÉCIFICATION


MOTEUR / BATTERIES

2x450W 10 km/h	S		
Batterie 2x12V - 50 Ah			


LARGEUR D'ASSISE

390 mm	O	-	
450 mm	S		
510 mm	O	-	




PROFONDEUR D'ASSISE

PROFONDEUR D'ASSISE - sans options électriques				
380 mm	O	-		
400 mm	O	-		
420 mm	O	-		
440 mm	O	-		
460 mm	S			
480 mm	O	-		
500 mm	O	-		
PROFONDEUR D'ASSISE - avec options électriques				
430 mm	O	-		
450 mm	O	-		
470 mm	O	-		
490 mm	O	-		
510 mm	O	-		







HAUTEUR D'ASSISE








HAUTEUR D'ASSISE - sans options électriques				
450 mm	S	-		
500mm	O	-		
550 mm	O	-		
HAUTEUR D'ASSISE - avec options électriques				
490 mm	O	-		
520mm	O	-		

COMMANDE



SE 11	Commande standard LINX (REM060)				
R	Droite	S			
L	Gauche	O			
REM 2xx	Commande standard série REM 2xx <i>- uniquement en combinaison avec SE39, SE40 ou SE 41</i>				
R	Droite	O	-		
L	Gauche	O	-		
SE09	Commande de l'accompagnateur (deuxième commande sur le dossier)	□	CHF	1'500.00	
SE53	Commande pivotante	S			


REGLAGE SIEGE ET DOSSIER					
SE30	Inclinaison d'assise manuelle	S			
SE34	Inclinaison de dossier manuelle	S			
SE39	Siège à réglage électrique (inclinaison de 6°) et dossier à réglage électrique (inclinaison 30°) 2 actionneurs	□	CHF	1'350.00	
SE40	Siège à réglage électrique (inclinaison de 6°) 1 actionneurs	□	CHF	725.00	
SE41	Dossier à réglage électrique (inclinaison 30°) 1 actionneurs	□	CHF	725.00	




ACCOUDOIRS						
Bi5	Accoudoirs réglables en hauteur - repose-bras en mousse PU	S				
Bi5 SOFT	Accoudoirs réglables en hauteur - repose-bras à remb. souple	□	CHF	70.00		
B660	Manchette gouttière - pas possible en combinaison avec miroir B74 / B74A					
	Droite	□	CHF	140.00		
	Gauche	□	CHF	140.00		
B66M	Support pour bras hémiplégique					
	Droite	□	CHF	330.00		
	Gauche	□	CHF	330.00		
B66ML	Support pour bras hémiplégique - Version longue					
	Droite	□	CHF	410.00		
	Gauche	□	CHF	410.00		
B66MA	Support pour bras hémiplégique - Version anatomique					
	Droite	□	CHF	350.00		
	Gauche	□	CHF	350.00		
B66MAL	Support pour bras hémiplégique - Version anatomique					
	Droite	□	CHF	420.00		
	Gauche	□	CHF	420.00		

REPOSE-PIEDS						
B06IN	Repose-pieds amovibles (la paire)	S				
BA6	Repose-pieds amovibles - raccourcis de 7 cm (la paire)	○	-			
BK6	Repose-pieds monobloc (en une seule pièce)	□	CHF	130.00		
BL7	Repose-pieds pour jambe amputée - droite	□	CHF	180.00		
BK7	Repose-pieds pour jambe amputée - gauche	□	CHF	180.00		
BZ7IN	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur					
	Droite	□	CHF	230.00		
	Gauche	□	CHF	230.00		
BZ8IN	Repose-jambe articulé auto.corr. en long. raccourc. de 7 cm					
	Droite	□				
	Gauche	□				
BZ10	Repose-pieds monobloc manuel avec repose-jambes et coussin latéral	□	CHF	450.00		
BZE	Repose-jambe articulé auto-corr. en long. électrique <i>- possible uniquement avec le contrôleur 2XX Range</i>	□	CHF	1'560.00		




COLORIS (Cadre)					
C4	Rouge vif	□	CHF	110.00	
C5	Noir	S			
C76	Blanc métallisé	□	CHF	110.00	
C77	Noir métallisé	□	CHF	110.00	
C79	Bleu Pacifique	□	CHF	110.00	
C85	Vert Electrique	□	CHF	110.00	
C87	Orange	□	CHF	110.00	












DOSSIER					
L44	Dossier velcro en nylon adaptable avec cadre tubulaire dorsal	<input checked="" type="checkbox"/>			
L34	Coussin préformé, housse Soft Touch	<input type="checkbox"/>	CHF	320.00	
	Coussin préformé, housse Nylon PLUS	<input type="checkbox"/>	CHF	320.00	
	Coussin préformé, housse 3D Net	<input type="checkbox"/>	CHF	320.00	

ASSISE					
	Coussin plat en PU monté avec Velcro	<input checked="" type="checkbox"/>			
L16F + L35/B23	coussin préformé, housse Soft Touch, monté avec Velcro	<input type="checkbox"/>	CHF	220.00	
	Coussin préformé, housse Nylon PLUS, monté avec Velcro	<input type="checkbox"/>	CHF	220.00	
	coussin préformé, housse 3D Net, monté avec Velcro	<input type="checkbox"/>	CHF	220.00	

SÉLECTION D'APPUIE-TÊTE					
L55	Appuie-tête réglable individuellement	<input type="checkbox"/>	CHF	320.00	
L58	Appuie-tête réglable en hauteur et en profondeur (en continu)	<input type="checkbox"/>	CHF	400.00	
L58C	Appuie-tête réglable en hauteur, largeur, profondeur et rotation	<input type="checkbox"/>	CHF	475.00	

ROUES ET PNEUS					
Roues avant					
Taille 230 mm	Pneus à air / noir / profil lisse	<input type="radio"/>		-	
	Pneus à air / gris / profil lisse	<input type="radio"/>		-	
	Pneus increvables / noir / profil lisse	<input checked="" type="radio"/>			
Taille 260 mm	Pneus à air / noir / profil crampons	<input type="radio"/>		-	
	Pneus à air / noir / Profil lisse	<input type="radio"/>		-	
	Pneus à air / gris / Profil crampons	<input type="radio"/>		-	
	Pneus increvables / noir / profil crampons	<input type="radio"/>		-	
	Pneus increvables / noir / profil lisse	<input type="radio"/>		-	
Roues arrière Taille 360 mm					
B4	Pneus à air / noir / profil crampons	<input checked="" type="radio"/>			
B5	Pneus à air / gris / profil lisse	<input type="radio"/>		-	
B6	Pneus à air / gris / Profil crampons	<input type="radio"/>		-	
B7	Pneus increvables / noir / profil crampons	<input type="checkbox"/>	CHF	150.00	

OPTIONS GÉNÉRALES					
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	CHF	120.00	
B31L	Porte-Béquilles gauche	<input type="checkbox"/>	CHF	120.00	
B31R	Porte-Béquilles droite	<input type="checkbox"/>	CHF	120.00	
B52	Support de perfusion	<input type="checkbox"/>	CHF	140.00	

OPTIONS GÉNÉRALES					
B58	Ceinture de sécurité	S			
B78	Protection anti-bascule	S			
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrière	S			
SE06	Connecteur de charge USB <i>- non compatible avec le contrôleur standard</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	400.00	
SE19	Kit Eclairage LED	<input type="checkbox"/>	CHF	520.00	
SE24	Porte-Gobelet	<input type="checkbox"/>	CHF	75.00	
SE27	Top Case <i>- ne peut pas être combiné avec un cadre de tube de dossier</i>	<input type="checkbox"/>	CHF	145.00	
SE35	Grimpeur de trottoir	<input type="checkbox"/>	CHF	450.00	
SE58	Accroches-taxi	S			
SE73	Frein à main (la paire)	<input type="checkbox"/>	CHF	90.00	
SE74	Rétroviseur <i>- se monte sur le côté opposé du contrôleur</i>				
	Droite	<input type="checkbox"/>	CHF	95.00	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	CHF	95.00	
L04T	Pélotes latérales				
	Droite	<input type="checkbox"/>	CHF	180.00	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	CHF	180.00	

Tous les prix sont des prix de détail recommandés en CHF et n'incluent pas la TVA.
Les prix peuvent varier pour les commandes de pièces de rechange (voir la liste des prix actuels).
Nos conditions générales s'appliquent. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.