



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
1	1905811	<p><b>V-Drive</b></p> <p><b>Aide électrique pour des fauteuil roulant manuels</b></p> <p>Le V-DRIVE facilite les déplacements en fauteuil roulant. L'accompagnateur se laisse guider par le V-DRIVE, pour qui monter des pentes ou passer des inégalités ne pose aucun problème.</p> <p>Facile à monter, la commande s'installe au choix à gauche ou à droite. Le démontage du V-DRIVE s'opère en quelques secondes après avoir déconnecté les batteries et le système de propulsion. De plus, si vous souhaitez pas utiliser le V-DRIVE, une sangle est prévue sur le système, qu'il vous suffit d'attacher à la poignée du fauteuil.</p> <p>Equipement de base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Version renforcée HD avec moteur 200W</li> <li>- Poids utilisateur jusqu'à 200 kg (inclu le fauteuil)</li> <li>• Facile à monter</li> <li>• 2x12V 12 Ah batteries inclus</li> <li>• Batteries peuvent être chargés à l'extérieur</li> <li>• Chargeur inclu</li> <li>• Vitesse max: 6 km/h</li> <li>• Accessoires de montage inclus</li> <li>• Ceinture pour suspendre pour traction libre</li> <li>• Réglage de la vitesse</li> <li>• Indicateur de batterie</li> <li>• Marche avant et arrière</li> <li>• Panneau de commande amovible</li> <li>• Facile à enlever pour le transport</li> <li>• Rayon d'action env. 15 km</li> <li>• Sac de transport inclu</li> </ul> <p><b>Accessoires:</b></p>	1'800.00
	1903976	Tube télescope Largeurs de sièges 48-60 cm	71.00
	1903977	Tube télescope Largeurs de sièges 65-70 cm	71.00