

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
1	8002526	<p><b>286i - Rollator standard</b></p> <p>Equipement de base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignées de poussée réglables en hauteur: 780 mm - 990 mm</li> <li>• Largeur totale: 600 mm</li> <li>• Longueur totale: 680 mm</li> <li>• Largeur du siège: 420 mm</li> <li>• Hauteur du siège: 560 mm</li> <li>• Profondeur du siège: 160 mm</li> <li>• Panier</li> <li>• Plateau</li> <li>• Porte-cannes</li> <li>• Freins multifonctions avec frein de stationnement</li> <li>• Roues bandage: 190 x 45</li> <li>• Poids: 9 kg</li> <li>• Poids avec panier et plateau: 9.85 kg</li> <li>• Poids utilisateur: 130 kg</li> <li>• Couleur du cadre: bleu C80</li> </ul>	180.00

