



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Lyna II	<p>Lyna II Déambulateur, fixe et articulé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale: 560 mm • Longueur totale: 470 mm • Largeur plié: 120 mm • Poignées réglables en hauteur: 780 mm - 955 mm • Disponible avec 4 bouchons en caotchouc • Pliable pour le transport ou le rangement • Poids: 2.65 kg • Poids utilisateur: 130 kg 	128.00
---	---------	--	--------

Numéro d'article	
Couleur aluminium	8002277



2	Lindsey	<p>Lindsey Déambulateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignées réglables en hauteur: 535 mm - 970 mm • Largeur totale: 590 mm • Longueur totale: 540 mm • Largeur plié: 120 mm • Poids: 2.75 kg • Poids utilisateur: 130 kg 	136.00
---	---------	--	--------

Numéro d'article	
Couleur aluminium	8001547



Amy



April



Maureen



Rad 3"

5	Zubehör	<p>Amy / April / Maureen Accessoires pour déambulateurs</p>	
---	---------	---	--

Numéro d'article	
Amy	8001753
April	8001752
Maureen	8001751
Roue 3"	8002690


35.00
26.00
26.00
35.00

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--------------------------------



3	Zoë	Zoë Canne tripode • Hauteur réglable: 750 mm - 980 mm • Poids: 0.6 kg • Poids utilisateur: 130 kg	62.00
---	-----	--	-------

Numéro d'article	
Couleur noir	8001541



4	Ashley	Ashley Béquilles réglables en hauteur • Couleur: aluminium • Poids utilisateur: 120 kg • Medium = 114 cm - 134 cm • Gross = 134 cm - 154 cm	
---	--------	---	--

Numéro d'article	
Moyenne	8001725
Grande	8001535

62.00
62.00