

Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Venus 4	VENUS 4 Sport AIR - Scooter	2'215.00
---	---------	------------------------------------	----------

Petit scooter électrique à 4 roues, très léger et démontable en 5 parties sans outils. Ce scooter électrique se range ainsi dans n'importe quel coffre de voiture. La construction compacte fait du VENUS 4 SPORT un compagnon idéal pour une utilisation à l'intérieur.

- Longueur: 1060 mm
- Largeur: 550 mm
- Hauteur: 900 mm
- Profondeur du siège: 340 mm
- Largeur du siège: 420 mm
- Hauteur du siège: 520 - 570 mm
- Garde du sol: 110 mm
- avec éclairage LED
- avec connexion USB
- Batteries 2 x 12V - 20Ah
- Puissance du moteur: 270 W
- Rayon d'action: env. 16km
- Vitesse: 6 km/h
- Poids total: 56,30 kg
- Poids utilisateur: 115 kg




Spécification:

Couleur	Numéro d'article
noir / rouge	5142771

Pos.	Article	Description		Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--	--------------------------------

VENUS 4 Sport AIR - Scooter

Accessoires:

1	1906227	Porte-canne		157.50
2	1904796	Porte-rollator Pour modèle Vermeiren 286 / Eco-Light II / Eco-Plus		126.00
3	1997571	Housse de protection gris		220.00
4	1904227	Rétroviseur gauche		36.00
5	1904228	Rétroviseur droit		36.00