



Pos.	Artikel	Bezeichnung	empf. Verkaufspreis / Stk. exkl. MwSt
------	---------	-------------	--



1	9062TII	9062TII - Toilettenstuhl mit fixer Sitzhöhe	200.00
---	---------	--	--------

Grundausstattung:

- Gepolsterte Sitzbrille
- Gepolsterte Abdeckplatte
- Gepolsterte Armlehne
- Gepolsterte Rückenlehne
- Toiletteneimer mit Deckel
- Gesamtbreite: 620 mm
- Gesamtlänge: 650 mm
- Gesamthöhe: 835 mm
- Höhe Armlehnen: 215 mm
- Rückenhöhe: 400 mm
- Sitzhöhe: 475 mm
- Sitztiefe: 450 mm
- Sitzbreite: 430 mm
- Gewicht: 8,35 kg
- Belastbarkeit: 120 kg

Spezifikation:

Farben	Artikel-Nummer
Gestell carbon-grau Polster blau	7001179
Gestell carbon-grau Polster schwarz	7001178

Zubehör:

1996073	Kunststoffeimer mit Deckel	25.70
---------	----------------------------	-------