

## Liste de prix

Produit: **BRETAGNE - Fauteuil de repos**



Pos.	Article	Description	Prix publique / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--------------------------------



A Bretagne **BRETAGNE - Fauteuil de repos** 1'750.00

Le Bretagne est un fauteuil de repos de VERMEIREN. Il peut être placé dans n'importe quelle chambre et crée une atmosphère fraîche et chaleureuse. Ce fauteuil a été doté d'une touche de luxe. Il est entièrement personnalisable et convient à tous les goûts et styles.

Equipement de base:

- Cadre avec glissières
- Largeur totale: 635 mm
- Largeur de siège: 500 mm
- Hauteur du siège: 510 mm
- Profondeur totale: 793 mm
- Profondeur du siège: 480 mm
- Hauteur totale: 1180 mm
- Hauteur de dossier: 750 mm
- Inclinaison de dossier: 0 - 45° (combiné avec un support de jambe surélevé)
- Accoudoirs réglables: 150 - 210 mm / entrée latérale 0 mm
- Poids: 32,5 kg
- Poids utilisateur: 130 kg

**Spécification:**

Numéro d'article			
Cadre	Revêtement. Skai brun foncé	Revêtement. Skai brun clair	Revêtement. Skai noir
Hêtre	5144597	5144598	5144599
Hêtre gris	5144292	5144314	5144595

Pos.	Article	Description	Prix publique / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--------------------------------



B	Bretagne	<b>BRETAGNE - Fauteuil de repos</b>	1'960.00
---	----------	-------------------------------------	----------

Le Bretagne est un fauteuil de repos de VERMEIREN. Il peut être placé dans n'importe quelle chambre et crée une atmosphère fraîche et chaleureuse. Ce fauteuil a été doté d' une touche de luxe. Il est entièrement personnalisable et convient à tous les goûts et styles.

Equipement de base:

- Cadre avec 4 rouleaux freinés individuellement
- Largeur totale: 635 mm
- Largeur de siège: 500 mm
- Hauteur de siège: 500 mm
- Profondeur totale: 885 mm (y compris la poignée de poussée)
- Profondeur de siège: 480 mm
- Hauteur totale: 1260 mm
- Hauteur de dossier: 750 mm
- Inclinaison de dossier: 0 - 45° (combiné avec un support de jambe surélevé)
- Accoudoirs réglables: 150 - 210 mm / entrée latérale 0 mm
- Poids: 34,7 kg
- Poids utilisateur: 130 kg

**Spécification:**

Numéro d'article			
Cadre	Revêtem. Skai brun foncé	Revêtem. Skai brun clair	Revêtem. Skai noir
Hêtre	5144313	5144291	5144593
Hêtre gris	5144567	5144594	5144596