




Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
1	8000962	<p data-bbox="437 376 663 667"></p> <p data-bbox="429 689 699 712"><b>276 - Rollator arthrite</b></p> <p data-bbox="429 723 1018 786">Le déambulateur avec des supports pour les bras inférieurs garantit un excellent soutien.</p> <p data-bbox="429 797 683 819">Equipement de base:</p> <ul data-bbox="429 835 1214 1357" style="list-style-type: none"> <li>• Poignées de poussée réglables en hauteur: 1030 mm - 1150 mm</li> <li>• Largeur totale: 630 mm</li> <li>• Longueur totale: 750 mm</li> <li>• Largeur du siège: 440 mm</li> <li>• Hauteur du siège: 570 mm</li> <li>• Profondeur du siège: 250 mm</li> <li>• Avec barre arrière fixe</li> <li>• Panier</li> <li>• Plateau</li> <li>• Freins multifonctions</li> <li>• Roues: Ø 200 mm x 30 mm</li> <li>• Poids: 9.5 kg</li> <li>• Poids avec panier et plateau: 11 kg</li> <li>• Poids utilisateur: 120 kg</li> <li>• Couleur de cadre: argent C29</li> </ul>	640.00