



Pos.	Article	Description	Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	-----------------------------



1	Mercurius	Mercurius 4D - Scooter	5'200.00
---	-----------	-------------------------------	----------

Le Mercurius est un scooter à 4 roues élégant et entièrement fonctionnel.
 Des jantes sportives, un panier de courses moderne, deux rétroviseurs, un siège entièrement réglable et pivotant avec un appui-tête confortable et des accoudoirs réglables.
 Les feux LED à l'avant et à l'arrière ainsi que les clignotants permettent la sécurité maximale dans les moments les plus sombres de la journée.
 Il est en outre équipé de deux ports USB, qui chargent leur équipement très vite.

- Longueur: 1430 mm
- Largeur: 680 mm
- Hauteur: 1355 mm
- Profondeur du siège : 490 mm
- Largeur du siège: 460 mm
- Hauteur du siège: 470 - 495 mm
- Vitesse: 10 km/h
- Batteries: 2 x 12V - 80 AH
- Puissance: 1000 Watt
- Rayon d'action: env. 40 km
- Capacité d'évaluation: 14%
- Poids total: 117 kg
- Poids utilisateur: 150 kg
- Couleurs: champagne


Spécification:

Numéro d'article	
Couleur champagne	5145125

Pos.	Article	Description		Prix Publ. / Pièce sans TVA
------	---------	-------------	--	--------------------------------

MERCURIUS 4D - Scooter

Accessoires:

1	1908152	Coffre pour bagages		166.00
2	1917059	Fixation pour porte-bagages		110.00
3	1906227	Cadre support cannes		158.00
4	1913980	Cadre support rollator Pour le modèle Vermeiren Quadri Light & Quava		150.00
5	1904796	Cadre support rollator Pour le modèle Vermeiren 286		126.00
6	1919008	MOVO - Protection scooter 4 saisons		1'250.00
7	1997571	Housse de protection gris		220.00